

**Impugnature per bisturi, acciaio inossidabile****Bayha**

Impugnature per bisturi, acciaio inossidabile. Quattro lame intercambiabili, monouso, con dispositivo di blocco BAYHA. Le lame si inseriscono nel lato dell'impugnatura. Il manico per bisturi (cod. LLG09409846) e il tappo di sicurezza (cod. LLG09409850) non sono adatti per processi sterili.



Code	Description	Packaging
LLG06510723	Manico bisturi, Lungh. 200 mm, tipo 3	1 pz
LLG09409841	Impugnatura per bisturi, tipo 1, anti ruggine, lungh. 130 mm	1 pz
LLG09409844	Impugnatura per bisturi, tipo 4, anti ruggine, lungh. 160 mm	1 pz
LLG09409845	Impugnatura per bisturi, tipo 5, manico concavo, anti ruggine, lungh.150 mm	1 pz
LLG09409846	Impugnatura per bisturi, tipo 6, manico in plastica, lungh. 160 mm	1 pz
LLG09409850	Impugnatura per bisturi, per lame intercambiabili, dim. 80x20x11 h mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

