

**Pipette Pasteur, vetro soda-lime****LLG Labware**

Pipette Pasteur, vetro soda-lime. Monouso. Con forma e lunghezza uniformi. Capillare in uscita: diametro punta fine 1,1 mm. Tubo di aspirazione lungo circa 20 mm con strozzatura per il posizionamento di un batuffolo di ovatta. Diametro esterno tubo 7,1 mm. Tettarelle per contagocce da ordinare separatamente.



Code	Description	Packaging
LLG09411015	Pipetta Pasteur, in vetro, lungh. 150 mm	1000 pz
LLG09411020	Pipetta Pasteur, in vetro, lungh. 230 mm	1000 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

