




Beaker Griffin, PTFE

Beakers Griffin, PTFE Bianchi, opachi, pareti spesse. Senza graduazione. Eccellente resistenza chimica ed elevata stabilità termica da -200 a +260 °C. Adatti anche per forni a microonde. Autoclavabili a 121 °C (2 bar) secondo DIN EN 285.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

