


**Pipette, Pasteur, PE****Ratiolab**

Pipette, Pasteur, PE. Per trasferimento di liquidi. Resistenti praticamente a tutti gli acidi. Bulbo morbido ed elastico.



| Code        | Description                                                                                                         | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06203402 | Pipetta Pasteur, in PE, 10 ml, lungh. 300 mm                                                                        | 100 pz    |
| LLG06229723 | Pipette Pasteur, PE, 2,5 ml, Bulbo 6,5 ml, Lungh. 152 mm, Con graduazione, non sterili                              | 500 pz    |
| LLG06234514 | Pipette, Pasteur, in PE, Volume nominale 4 ml, Volume di aspirazione 7 ml, Lungh. 147 mm, non graduate, non sterili | 500 pz    |
| LLG07200111 | Pipetta Pasteur, in PE, 1,5 ml, lungh. 230 mm                                                                       | 400 pz    |
| LLG07631961 | Pipetta Pasteur, in PE, 2 ml, lungh. 155 mm, non sterile                                                            | 500 pz    |
| LLG09271980 | Pipetta Pasteur, in PE, Pastette Jumbo®, non grad., 7,3 ml, L 300 mm                                                | 100 pz    |
| LLG09271985 | Pipetta Pasteur, in PE, Mini Pastette®, non grad., 1,0 ml, L 104 mm                                                 | 400 pz    |
| LLG09271986 | Pipetta Pasteur, in PE, Ultra Pastette®, non grad., 1,0 ml, L 63 mm                                                 | 500 pz    |
| LLG09411030 | Pipetta Pasteur, in PE, Macro, grad., 3,0 ml, L 158 mm                                                              | 500 pz    |
| LLG09411031 | Pipetta Pasteur, in PE, standard, grad., 1,0 ml, L 155 mm                                                           | 500 pz    |
| LLG09411032 | Pipetta Pasteur, in PE, Micro, non grad., 3,0 ml, L 150 mm                                                          | 500 pz    |
| LLG09411033 | Pipetta Pasteur, in PE, standard, con anello, 10,0 ml, L 170 mm                                                     | 200 pz    |
| LLG09411035 | Pipetta Pasteur, in PE, Macro, grad., sterile, cf. sing., 3 ml, L 150 mm                                            | 500 pz    |
| LLG09411038 | Pipetta Pasteur, in PE, Std, non grad., sterile, cf. sing., 1 ml, L 150 mm                                          | 500 pz    |
| LLG09411039 | Pipetta Pasteur, in PE, capillare, grad., ster., cf. sing., 1 ml, L 144 mm                                          | 500 pz    |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

