

**Siringhe monouso Injekt Solo, 2 pezzi****B. Braun**

Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi. Graduazioni in ml per dosaggio volume, la scala si estende oltre il volume nominale

Materiale:

Corpo: Polipropilene

Pistone: Polietilene

Corpo altamente trasparente con pistone verde e graduazioni nere per leggibilità ideale, marcatura permanente. Arresto pistone di sicurezza per poterlo tirare facilmente fino al volume massimo. Prive di silicone. Luer Slip per inserimento ago, centrico od eccentrico o cono Luer Lock, centrico. Prive di Lattice e PVC. Sterili, confezionate singolarmente o non sterili sfuse. Prodotte secondo EN ISO 7886-1.



| Code        | Description                                                                                                                                                                                                                                           | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04666000 | Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 10 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazione colore nero, divisione 0,5 ml, ugello Luer-Slip eccentrico, non sterile, Standard EN ISO 7886-1                                                        | 2000 pz   |
| LLG04666001 | Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 20 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazione colore nero, divisione 1 ml, ugello Luer-Slip eccentrico, non sterile, Standard EN ISO 7886-1, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 conf O MULTIPLI DI 10 conf | 100 pz    |
| LLG06070497 | Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 20 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazioni nere, div. 1 ml, ugello Luer-Slip eccentrico, sterile, standard EN ISO 7886-1                                                                          | 100 pz    |
| LLG06078449 | Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 10 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazione colore nero, divisione 0,5 ml, ugello Luer-Slip eccentrico, sterile, Standard EN ISO 7886-1                                                            | 100 pz    |
| LLG06085876 | Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 2 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazione colore nero, divisione 0,1 ml, ugello Luer-Slip centrico, non sterile, Standard EN ISO 7886-1                                                           | 1000 pz   |
| LLG06087416 | Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 5 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazione colore nero, divisione 0,2 ml, ugello Luer-Slip eccentrico, non sterile, Standard EN ISO 7886-1                                                         | 1000 pz   |
| LLG06088819 | Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 10 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazione colore nero, divisione 0,5 ml, ugello Luer-Slip eccentrico, non sterile, Standard EN ISO 7886-1                                                        | 1000 pz   |
| LLG06302682 | Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 5 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazione colore nero, divisione 0,2 ml, ugello Luer-Slip eccentrico, sterile, Standard EN ISO 7886-1                                                             | 100 pz    |
| LLG06307167 | Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 2 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazione colori nero, divisione 0,1 ml, ugello Luer-Lock, sterile, Standard EN ISO 7886-1                                                                        | 100 pz    |
| LLG06307168 | Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 10 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazioni nere, divisione 0,5 ml, ugello Luer-Lock, sterile, Standard EN ISO 7886-1                                                                              | 100 pz    |
| LLG06702740 | Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 20 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazione colore nero, divisione 1 ml, ugello Luer-Lock, sterile, Standard EN ISO 7886-1                                                                         | 100 pz    |
| LLG06800110 | Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 2 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazione colore nero, divisione 0,1 ml, ugello Luer-Slip centrico, sterile, Standard EN ISO 7886-1                                                               | 100 pz    |

| Code        | Description                                                                                                                                                                    | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG07630593 | Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 5 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazione colore nero, divisione 0,2 ml, ugello Luer-Lock, sterile, Standard EN ISO 7886-1 | 100 pz    |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

