

**Siringhe monouso Injekt Solo, 2 pezzi****B. Braun**

Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi. Graduazioni in ml per dosaggio volume, la scala si estende oltre il volume nominale

Materiale:

Corpo: Polipropilene

Pistone: Polietilene

Corpo altamente trasparente con pistone verde e graduazioni nere per leggibilità ideale, marcatura permanente. Arresto pistone di sicurezza per poterlo tirare facilmente fino al volume massimo. Prive di silicone. Luer Slip per inserimento ago, centrico od eccentrico o cono Luer Lock, centrico. Prive di Lattice e PVC. Sterili, confezionate singolarmente o non sterili sfuse. Prodotte secondo EN ISO 7886-1.



Code	Description	Packaging
LLG04666000	Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 10 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazione colore nero, divisione 0,5 ml, ugello Luer-Slip eccentrico, non sterile, Standard EN ISO 7886-1	2000 pz
LLG04666001	Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 20 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazione colore nero, divisione 1 ml, ugello Luer-Slip eccentrico, non sterile, Standard EN ISO 7886-1, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 conf O MULTIPLI DI 10 conf	100 pz
LLG06070497	Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 20 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazioni nere, div. 1 ml, ugello Luer-Slip eccentrico, sterile, standard EN ISO 7886-1	100 pz
LLG06078449	Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 10 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazione colore nero, divisione 0,5 ml, ugello Luer-Slip eccentrico, sterile, Standard EN ISO 7886-1	100 pz
LLG06085876	Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 2 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazione colore nero, divisione 0,1 ml, ugello Luer-Slip centrico, non sterile, Standard EN ISO 7886-1	1000 pz
LLG06087416	Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 5 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazione colore nero, divisione 0,2 ml, ugello Luer-Slip eccentrico, non sterile, Standard EN ISO 7886-1	1000 pz
LLG06088819	Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 10 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazione colore nero, divisione 0,5 ml, ugello Luer-Slip eccentrico, non sterile, Standard EN ISO 7886-1	1000 pz
LLG06302682	Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 5 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazione colore nero, divisione 0,2 ml, ugello Luer-Slip eccentrico, sterile, Standard EN ISO 7886-1	100 pz
LLG06307167	Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 2 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazione colori nero, divisione 0,1 ml, ugello Luer-Lock, sterile, Standard EN ISO 7886-1	100 pz
LLG06307168	Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 10 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazioni nere, divisione 0,5 ml, ugello Luer-Lock, sterile, Standard EN ISO 7886-1	100 pz
LLG06702740	Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 20 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazione colore nero, divisione 1 ml, ugello Luer-Lock, sterile, Standard EN ISO 7886-1	100 pz
LLG06800110	Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 2 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazione colore nero, divisione 0,1 ml, ugello Luer-Slip centrico, sterile, Standard EN ISO 7886-1	100 pz

Code	Description	Packaging
LLG07630593	Siringhe monouso Injekt® Solo, 2 pezzi, 5 ml, corpo siringa in PP, pistone in PE, graduazione colore nero, divisione 0,2 ml, ugello Luer-Lock, sterile, Standard EN ISO 7886-1	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

