

**Siringhe monouso Omnifix Solo, 3 pezzi****B. Braun**

Siringhe monouso Omnifix® Solo, 3 pezzi.

Materiale:

Corpo: Polipropilene

Stantuffo di arresto: Poliisoprene

Stantuffo di arresto con liscia guarnizione doppia ad anello per aspirazione ed iniezione lenta di piccole quantità di campione. Corpo altamente trasparente con graduazioni nere (in ml) per leggibilità ideale, marcatura permanente. Arresto pistone di sicurezza per poterlo tirare facilmente fino al volume massimo.

Siliconate all'interno. Luer Slip per inserimento ago, centrico od eccentrico o cono Luer Lock, centrico. Prive di Lattice e PVC. Sterili, confezionate singolarmente. Prodotte secondo EN ISO 7886-1.



Code	Description	Packaging
LLG04665914	Siringhe monouso Omnifix Solo, 3 pezzi, 50ml, Luer slip eccentrico Grad.1ml	100 pz
LLG04665943	Siringhe monouso Omnifix Solo, 3 pezzi, 50ml, Luer lock, centrico, Grad.1ml	100 pz
LLG06081232	Siringhe monouso Omnifix® Solo, 3 pezzi, Capacità 5 ml, Attacco tipo Luer lock, centrico, Divisione 0,2 ml	100 pz
LLG06083393	Siringhe monouso Omnifix Solo, 3 pezzi, 20 ml, Attacco tipo Luer lock, centrico, Grad. 1 ml	100 pz
LLG06084306	Siringhe monouso Omnifix Solo, 3 pezzi, 20 ml, Attacco tipo Luer slip, eccentrico, Grad. 1 ml	100 pz
LLG06085753	Siringhe monouso Omnifix® Solo, 3 pezzi, Capacità 10 ml, Attacco tipo Luer lock, centrico, Divisione 0,5 ml	100 pz
LLG06238513	Siringhe monouso Omnifix® Solo, 3 pezzi, Capacità 3 ml, Attacco tipo Luer slip, centrico, Divisione 0,1 ml	100 pz
LLG06238514	Siringhe monouso Omnifix Solo, 3 pezzi, 3 ml, Attacco tipo Luer lock, centrico, Grad. 0,1 ml	100 pz
LLG06300903	Siringhe monouso Omnifix® Solo, 3 pezzi, Capacità 30 ml, Attacco tipo Luer lock, centrico, Divisione 1 ml	100 pz
LLG06301853	Siringhe monouso Omnifix Solo, 3 pezzi, 5 ml, Attacco tipo Luer slip, eccentrico, Grad. 0,2 ml	100 pz
LLG06303643	Siringhe monouso Omnifix® Solo, 3 pezzi, Capacità 30 ml, Attacco tipo Luer slip, eccentrico, Divisione 1 ml	100 pz
LLG07079506	Siringhe monouso Omnifix Solo, in tre pezzi con cono Luer eccentrico, volume 10 ml, utilizzabile fino a 12 ml, in confezioni singole sterili	100 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

