

**Contenitori per campioni, PP, con Tappo a vite, HDPE****LLG Labware**

Contenitori per campioni, PP, con tappo a vite, HDPE. Ideali per raccogliere, trasportare e conservare campioni liquidi. Contenitori in polipropilene non-citotossico. Qualità veramente solida. Presa superiore e inferiore che assicura facile apertura e chiusura quando si indossano guanti. Contenitori altamente trasparenti. Con graduazioni. Con etichetta.



Code	Description	Packaging
LLG06265649	Contenitore per campioni, 20ml, PP, con tappo a vite ed etichetta	1000 pz
LLG06265650	Contenitore per campioni, 40ml, PP, con tappo a vite ed etichetta	500 pz
LLG06265651	Contenitore per campioni, 60ml, PP, con tappo a vite ed etichetta	500 pz
LLG06265652	Contenitore per campioni, 90ml, PP, con tappo a vite ed etichetta	300 pz
LLG06265653	Contenitore per campioni, 120ml, PP, con tappo a vite ed etichetta	300 pz
LLG06265654	Contenitore per campioni, 250ml, PP, con tappo a vite ed etichetta	154 pz
LLG06265655	Contenitore per campioni, 500ml, PP, con tappo a vite ed etichetta	132 pz
LLG06265656	Contenitore per campioni, 1000ml, PP, con tappo a vite ed etichetta	64 pz
LLG06282108	Contenitori, vol.nom.160ml, h 100mm, Ø chiusura 57mm	200 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

