

**Contenitori per campioni, PP, con Tappo a vite, HDPE****LLG Labware**

Contenitori per campioni, PP, con tappo a vite, HDPE. Ideali per raccogliere, trasportare e conservare campioni liquidi. Contenitori in polipropilene non-citotossico. Qualità veramente solida. Presa superiore e inferiore che assicura facile apertura e chiusura quando si indossano guanti. Contenitori altamente trasparenti. Con graduazioni. Con etichetta.



| Code        | Description                                                         | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06265649 | Contenitore per campioni, 20ml, PP, con tappo a vite ed etichetta   | 1000 pz   |
| LLG06265650 | Contenitore per campioni, 40ml, PP, con tappo a vite ed etichetta   | 500 pz    |
| LLG06265651 | Contenitore per campioni, 60ml, PP, con tappo a vite ed etichetta   | 500 pz    |
| LLG06265652 | Contenitore per campioni, 90ml, PP, con tappo a vite ed etichetta   | 300 pz    |
| LLG06265653 | Contenitore per campioni, 120ml, PP, con tappo a vite ed etichetta  | 300 pz    |
| LLG06265654 | Contenitore per campioni, 250ml, PP, con tappo a vite ed etichetta  | 154 pz    |
| LLG06265655 | Contenitore per campioni, 500ml, PP, con tappo a vite ed etichetta  | 132 pz    |
| LLG06265656 | Contenitore per campioni, 1000ml, PP, con tappo a vite ed etichetta | 64 pz     |
| LLG06282108 | Contenitori, vol.nom.160ml, h 100mm, Ø chiusura 57mm                | 200 pz    |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

