

**Bicchieri di Griffin, PMP****VITLAB**

Bicchieri di Griffin, PMP. Cristallo chiaro. Con scala stampata rossa, facilmente leggibile. Per preservare le marcature, si raccomanda il lavaggio a temperatura non superiore a 60°C.



Code	Description	Packaging
LLG09013315	Bicchieri di Griffin, in PMP, 10 ml, div. 2 ml, Ø 25 mm h 35 mm	1 pz
LLG09013320	Bicchieri di Griffin, in PMP, 10 ml, div. 2 ml, Ø 30 mm, h 36 mm	1 pz
LLG09013328	Bicchieri di Griffin, in PMP, 50 ml, div. 10 ml, Ø 47 mm, h 60 mm	1 pz
LLG09013338	Bicchieri di Griffin, in PMP, 100 ml, div. 10 ml, Ø 55 mm, h 70 mm	1 pz
LLG09013344	Bicchieri di Griffin, in PMP, 150 ml, div. 20 ml, Ø 66 mm, h 80 mm	1 pz
LLG09013348	Bicchieri di Griffin, in PMP, 250 ml, div. 25 ml, Ø 77 mm, h 95 mm	1 pz
LLG09013350	Bicchieri di Griffin, in PMP, 400 ml, div. 50 ml Ø 77 mm h 109 mm	1 pz
LLG09013354	Bicchieri di Griffin, in PMP, 500 ml, div. 50 ml, Ø 94 mm, h 118 mm	1 pz
LLG09013356	Bicchieri di Griffin, in PMP, 600 ml, div. 100 ml Ø 91 mm h 125 mm	1 pz
LLG09013362	Bicchieri di Griffin, in PMP, 1000 ml, div. 100 ml, Ø 120 mm, h 147 mm	1 pz
LLG09013364	Bicchieri di Griffin, in PMP, 2000 ml, div. 200 ml, Ø 149 mm, h 187 mm	1 pz
LLG09013366	Bicchieri di Griffin, in PMP, 3000 ml, div. 250 ml, Ø 170 mm, h 212 mm	1 pz
LLG09013370	Bicchieri di Griffin, in PMP, 5000 ml, div. 500 ml, Ø 203 mm, h 247 mm	1 pz



