


**Bicchieri di griffin, PFA****VITLAB**

Bicchieri di griffin, PFA. Trasparente. Graduazione in rilievo. Eccellente resistenza chimica ed elevata stabilità termica da -200°C a +260°C. Autoclavabile a 120°C (2 bar) secondo DIN EN 285. I vantaggi del PFA. Particolarmente adatto per uso in analisi di tracce. Ideale per campioni sensibili e di valore. Mantenimento per lungo tempo di materiali di riferimento a bassa concentrazione in contenitori di PFA. Nessun effetto sulla memoria. Praticamente nessun effetto di contaminazione grazie alle superfici estremamente idrofobiche, anti-adesive e lisce. Elevata stabilità termica, da -200°C a +260°C. Chimicamente inerte praticamente verso tutti i prodotti chimici. Buona trasparenza e stabilità dimensionale. Facile da pulire. Utilizzo di materie prime di elevata purezza.



Code	Description	Packaging
LLG09013210	Bicchiera di Griffin, in PFA, 25 ml, div. 5 ml, Ø 32 mm, h 50 mm	1 pz
LLG09013211	Bicchiera di Griffin, in PFA, 50 ml, div. 10 ml, Ø 39 mm, h 59 mm	1 pz
LLG09013212	Bicchiera di Griffin, in PFA, 100 ml, div. 20 ml, Ø 50 mm, h 72 mm	1 pz
LLG09013213	Bicchiera di Griffin, in PFA, 250 ml, div. 50 ml, Ø 67 mm, h 96 mm	1 pz
LLG09013214	Bicchiera di Griffin, in PFA, 500 ml, div. 100 ml, Ø 88 mm, h 122 mm	1 pz
LLG09013215	Bicchiera di Griffin, in PFA, 1000 ml, div. 100 ml, Ø 109 mm, h 141 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

