

**Monitoraggio conducibilità, 3HD, flusso controllato****Aqua Lab**

Monitoraggio conducibilità, 3HD, flusso controllato. Il conduttimetro 3HD è uno strumento a flusso controllato funzionante a batteria, per monitorare la conducibilità di acque pure e demineralizzate. La scala di valori può essere controllata con tre diodi luminosi (LED): verde, giallo e rosso. Si possono escludere re-ionizzanti e dispositivi per conducibilità errata di lunga durata.

I valori prefissati sono: <5, <20, >20 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

L'unità consiste in un alloggiamento plastico con una connessione a R 3/4".

Nessun collegamento elettrico necessario.

- Rendimento: funzionamento a batteria
- Lunga durata
- Individualità: nessun collegamento elettrico necessario
- Dispositivo sicuro: conduttimetro 3HD
- 3 diodi luminosi (LED)
- Connettori: dado R 3/4"





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

