

**Standard zuccherini (Brix)****Reagecon Diagnostics**

Standard zuccherini certificati stabilizzati (Brix).

- Accreditati ISO 17025;
- Incertezza di misura dello 0.11 % per tutti i valori Brix a 20 °C;
- I valori di Indice di Rifrazione Nominale sono presi dalle tabelle pubblicate ICUMSA sono riportati sul Certificato di Analisi;
- Possono essere utilizzati con tutte le marche di rifrattometri;
- Durata 12 mesi;
- Utile bottiglia contagocce di alta qualità in HDPE da 15 ml.



Code	Description	Packaging
LLG06257923	Standard saccarosio (Brix), 10%, 15ml	1 pz
LLG06258368	Standard saccarosio (Brix), 30%, 15ml	1 pz
LLG06258369	Standard saccarosio (Brix), 50%, 15ml, ISO 17034 Materiale di Riferimento Certificato (CRMs)	1 pz
LLG06263260	Standard saccarosio (Brix), 15%, 15ml, ISO 17034 Materiale di Riferimento Certificato (CRMs)	1 pz
LLG06264212	Standard saccarosio (Brix), 0%, 15ml	1 pz
LLG06264889	Standard saccarosio (Brix), 20%, 15ml, ISO 17034 Materiale di Riferimento Certificato (CRMs)	1 pz
LLG06265875	Standard saccarosio (Brix), 60%, 15ml, ISO 17034 Materiale di Riferimento Certificato (CRMs)	1 pz
LLG06265876	Standard saccarosio (Brix), 5%, 15ml	1 pz
LLG06290413	Standard zuccherini (Brix), Brix 14,9 %, 15 ml	15 ml
LLG07660408	Standard saccarosio (Brix), 40%, 15ml, ISO 17034 Materiale di Riferimento Certificato (CRMs)	1 pz