



Dispensatori per bottiglie uniTOPDISPENS con pistone in vetro e cilindro in vetro chiaro

LLG Labware

Dispensatori per bottiglie uni TOPDISPENS con pistone in vetro e cilindro in vetro chiaro. uniTOPDISPENS è un dispensatore per bottiglia con prezzo ragionevole e pistone in vetro rivestito in PTFE disponibile in 2 volumi: 10 ml e 50 ml. Preciso, affidabile e robusto. Il rivestimento in PTFE del pistone di vetro è ideale per dispensare campioni cristallini. L'alta qualità dei materiali utilizzati e la precisione della rettifica, assicurano la perfetta tenuta dell'intero sistema di dispensazione. 3 anni di garanzia. Regolazione del volume precisa ed affidabile. Procedura di dosaggio visibile. Blocco valvole in PP che fornisce protezione ottimizzata del cilindro di dosaggio in vetro. Precisa rettifica del pistone in vetro nel cilindro di vetro per formare una tenuta perfetta. Proteggi-dita ergonomico. Fornito con 2 adattatori in PP GL 40 e GL 45. Con pistone in vetro e cilindro in vetro chiaro.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

