

**Serbatoio per reagente****Heathrow Scientific**

Serbatoio per reagente. Contenitore/serbatoio in polipropilene con una vasca standard da 50 ml da un lato e 12 scomparti individuali da 5ml dall'altro. I pozzetti sono angolati sia verso il basso che verso l'esterno, per guidare i puntali della pipetta multicanale in posizione centrale, evitando contaminazioni e sprechi. Indici stampati identificano i campioni; i coperchi avvitati prevengono e vaporazioni e contaminazioni. Non sterile.



Code	Description	Packaging
LLG09409665	Serbatoio per reagenti tipo Dual Solution	25 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

