

**Omogenizzatore a ultrasuoni SONOPULS HD 4050****Bandelin**

Omogeneizzatore ad ultrasuoni, SONOPULS HD 4050.

Adatto per omogeneizzare, disagglomerare, emulsionare, sospendere, accelerare le reazioni chimiche o la distruzione di cellule, batteri, funghi o spore. I dispositivi della serie SONOPLUS 4000 sono caratterizzati da tempi di processo ottimizzati e risultati riproducibili rapidamente disponibili.

- Display LC per ampiezza, livello di impulso, tempo e potenza.
- Modalità a impulsi, circuito AMPLICHRON®.
- Memoria dati.
- Modalità lotto/sequenziamento.
- Visualizzazione e misurazione della temperatura.
- Controllo remoto tramite PC RS 232.
- Soppressione delle interferenze.


Disponibile anche come prodotto medico secondo le linee guida per diagnostica-in-vitro 98/79 / EG.

Per volumi da 0.5 a 100 ml. Set pronto all'uso per volumi da 0.5 a 20 ml consistente in:

- Generatore HF GM 4200.
- Convertitore ad ultrasuoni UW 50.
- Sonda in Titanio TS 102, diam. 2 mm.

Altre sonde in Titanio con diam. 3 mm, 4.5 mm e 6 mm sono disponibili su richiesta.

- Dimensioni (L x P x H): 150 x 335 x 220 mm.
- Dimensioni (diam. x L): 45 x 175 mm.
- Ultrasuoni potenza nominale: max. 50 W.



Code	Description	Packaging
LLG09650151	Omogeneizzatore ad ultrasuoni, SONOPULS HD 4050, set senza supporto e recipiente	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

