

**Omogenizzatore a ultrasuoni, SONOPULS HD 4100****Bandelin**

Omogenizzatore ad ultrasuoni, SONOPULS HD 4100. Per volumi fino a 250 ml.
Apparecchiatura base pronta all'uso per volumi da 2 ml a 250 ml composta da:-
generatore GM 4100- convertitore ultrasuoni UW 100- attacco standard SH 100
G- sonda titanio TS 103, diam. 3mm Produzione max. HF 100 Weff



Code	Description	Packaging
LLG09650152	Omogeneizzatore a ultrasuoni, SONOPULS HD 4100, set senza supporto e recipiente	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

