



Autoclavi da banco HMT FA/MA e -MB

HMC-EUROPE

Autoclavi da banco HMT FA/MA e -MB. Autoclave innovativa e versatile, che combina un design compatto ed elegante con performance elevate, affidabilità e sicurezza.- Funzione auto asciugatura: Per offrire il miglior asciutto- Sistema di controllo a microprocessore : Controlli completamente automatici dall'aggiunta di acqua alla sterilizzazione, all'asciugatura. E 9 programmi per la vostra selezione professionale.- Doppio dispositivo di controllo del livello dell'acqua: Uno per la tanica dell'acqua e uno per controllare il livello dell'acqua nella camera- Dispositivo auto-chiudente pressione porta- Indicazione porta chiusa: Tutte le funzioni bloccate e la luce della porta accesa, nel caso la porta non sia completamente chiusa- Indicazione ciclo completo: Auto-controllo ad ogni step di lavoro. L'indicatore COMPLETE si accende se il ciclo è completo in condizioni corrette- Allarme e indicazione di acqua bassa: Se l'acqua non è sufficiente, l'indicatore LOW-WATER si accende, per avvisarvi- Programma di Pre-riscaldamento: Pre-riscaldamento a secco che non serve solo per mantenere bilanciata la temperatura nella camera, ma anche per offrire la perfetta funzione di asciugatura .- Pressione camera con doppia protezione: La camera è protetta tramite un commutatore di pressione ed una valvola di sicurezza della pressione del vapore- Tasto di rilascio Vuoto/Pressione: Premendo questo tasto, si esclude l'alimentazione di corrente e si esaurisce la pressione nella camera o si rilascia il vuoto nella camera, allo stesso tempo- Le funzioni di sicurezza come il blocco porta, la protezione da sovra-riscaldamento, il sensore di livello tanica e il sensore di livello acqua nella camera, sono fornite come dotazione standard- Alimentazione: 230V, 50/60 Hz- Piatto di base inclusoHMT 230FA/HMT 260FA- 8 programmi installati e programma speciale per sterilizzazione Liquido a vostra scelta- Temperatura di sterilizzazione: da 121 a 135 °C- HMT 230 FA-R e HMT 260 FA-R sono certificate secondo la direttiva dei Dispositivi Medici come autoclavi in classe N.HMT 230MA/260MA/300MA- Funzione vuoto-secco: Offre un perfetto risultato di asciugatura- Sistema di controllo a microprocessore: Controllo completamente automatico da Pre-vuoto ad asciutto- 24 programmi installati e programma speciale per sterilizzazione Prion, sterilizzazione Liquido, test Bowie-Dick, programmi test Pompa a vostra scelta- Temperatura di sterilizzazione: da 121 a 134 °C- HMT



230MA-R/HMT 260MA-R/HMT 300MA-R sono certificate secondo la Direttiva dei Dispositivi Medici come autoclavi classe-SHMT 260MB Klasse-B- Funzione vuoto-secco: Offre un perfetto risultato di asciugatura- Sistema di controllo a microprocessore: Controllo completamente automatico da Pre-vuoto ad asciutto- 10 installed programs: 5 sterilisation programs, 1 customized program for your selection, 3 test programs, drying program- Temperatura di sterilizzazione: da 121 a 135 °C- HMT 260MB certificate secondo la Direttiva dei Dispositivi Medici come autoclavi classe-S

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?
Scopri come possiamo aiutarti**

Code	Description	Packaging
LLG04655160	Autoclave 230 MA, 16 L	1 pz
LLG04655162	Autoclave HMT 260 MA, 24 L	1 pz
LLG04655164	Autoclave HMT 300 MA, 40 L	1 pz
LLG04655166	Autoclave HMT 260 MB, 24 L	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG06237578	Autoclavi da banco serie HMT 230FA, 16 Litri, Camera Ø x altezza 230 x 410 mm	1 pz
LLG06287544	Autoclavi da banco HMT 300MB B-Class, 40 L, Camera Øxaltezza 300x570 mm	1 pz
LLG07980101	Autoclavi da banco Tipo HMT 260FA, 24 Litri, Camera Ø x altezza 260 x 450 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

