

**Frantoi a mascelle BB 100, BB 200, BB 300****Retsch**

Frantoi a mascelle BB 100, BB 200, BB 300. Per prefrantumazione e frantumazione grossolana rapida ed accurata di materiali duri e fragili. Regolazione continua della granulometria finale e del punto di zero per compensare l'usura. Struttura molto robusta, dotati di tramoggia di sicurezza chiudibile, recipiente di raccolta con interruttore di sicurezza. Versione standard con mascelle in acciaio al manganese. Versioni con piastre in acciaio inox o carburo di tungsteno, sono disponibili su richiesta.

- alta portata
- regolazione in continuo dell'ampiezza della fessura con lettura su scala analogica
- motore autofrenante con interruttore di protezione motore
- granulometria finale circa da 2 a 5 mm
- facile pulizia della camera di macinazione
- alimentazione 400 V trifase 50 Hz.



Code	Description	Packaging
LLG09519120	Mulino a piastre BB 200 dim.max carico 90mm dim. 450x900x1160 hmm 300 kg	1 pz
LLG09739093	Mulino a piastre BB 300 dim.max carico 130mm dim. 670x1450x1600 hmm 700 kg	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

