



Accessori per Omogenizzatori ad Ultrasuoni UP200St e UP200Ht

Hielscher Ultrasonics

Accessori per Omogenizzatori ad Ultrasuoni UP200St e UP200Ht. Sonotrode S26d2, titanio, lunghezza circa 120mm Sonotrode S26d7, titanio, lunghezza circa 95mm Sonotrode S26d14, titanio, lunghezza circa 80mm Sonotrode S26d40, titanio, lunghezza circa 80mm Sonotrode S26d7 D, titanio, lunghezza circa 95mm Sonotrode S26d26G vetro (DURAN®), lunghezza totale circa 200mm, lunghezza parte in vetro circa 100mm Reattore Cella Flusso FC7 Reattore cella a flusso in acciaio inossidabile con camicia di raffreddamento, per sonotrodi S26d2D o S26d7D, con O-ring in NBR (19x3,2mm), connettore, pinze in plastica e tubo (2m), autoclavabile Box insonorizzante SPB-Lbox di protezione dal rumore, vetro acrilico, con asta divisibile Ø12mm, tavolo regolabile verticalmente, tappetino anti-scivolo, dimensioni (LxPxH): 29x20x35cm, peso: 13kg, isolamento acustico: 22dB (A) misurato all'aria

accessories UP200Ht/St



Code	Description	Packaging
LLG07970924	Sonotrode S26d40, Ø puntale 40 mm, per bottiglie 100-1000 ml	1 pz
LLG07980806	Sonotrode S26d7, Ø puntale 7 mm, per bottiglie 20-500 ml	1 pz
LLG07980807	Sonotrode S26d14, Ø puntale 14 mm, per bottiglie 50-1000 ml	1 pz
LLG07980808	Sonotrode S26d26G, Ø puntale 26 mm, per bottiglie 50-1000 ml	1 pz
LLG07980809	Box insonorizzante SPB-L	1 pz
LLG09106623	Sonotrode S26d2, Ø puntale 2 mm, per bottiglie 0,15-50 ml	1 pz
LLG09106625	Sonotrode S26d7D, Ø puntale 7 mm, per bottiglie 20-500 ml	1 pz
LLG09106626	Reattore cella di flusso	1 pz

