

**Scatola per pipette, Alluminio****Ratiolab**

Scatola per pipette, Alluminio. Scatole per pipette con maneggevolezza ottimizzata per il lavoro quotidiano. Le scatole cilindriche per pipette sono la scelta migliore per autoclavare vari oggetti in vetro con una lunghezza da 150 a 480 mm come aste di agitazione, pipette pasteur, volumetrica e graduate.- Autoclavare: la nuova costruzione garantisce l'ingresso del vapore nel contenitore e ottimizza il processo di autoclavaggio- Apertura e chiusura: scorrimento morbido della sezione superiore sulla sezione di base, che rende facile il lavoro - Base e sezione superiore sono riempiti con uno strato di silicio sul fondo, come ammortizzatore, per proteggere gli articoli di vetro da possibili scheggiature- Le scatole per sterilizzazione delle pipette sono disponibili in 4 diverse lunghezze



| Code        | Description                                         | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| LLG06266679 | Scatola per pipette in alluminio, lungh. 150-200 mm | 1 pz      |
| LLG06266680 | Scatola per pipette in alluminio, lungh. 235-305 mm | 1 pz      |
| LLG06266681 | Scatola per pipette in alluminio, lungh. 315-385 mm | 1 pz      |
| LLG06266682 | Scatola per pipette in alluminio, lungh. 315-485 mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

