

**Bagnomaria per butirrometri WB 22 Pump****Gerber Instruments**

Bagnomaria per butirrometri WB 22 Pump. L'acqua fornisce ottimo comfort operativo tramite la tastiera a prova di spruzzi ed il forte multi-display luminoso (LED). Moderna tecnologia a microprocessore con controllo temperatura PID che assicura ottima stabilità di temperatura all'interno del bagnomaria. La pompa di circolazione serve per migliorare la distribuzione della temperatura. La protezione regolabile da sovratemperatura protegge i campioni. La vasca e tutte le parti che entrano in contatto con il liquido contenuto nel bagno, sono in acciaio inossidabile di alta qualità. Range temp.: da +5°C sopra ambiente a 85°C ( $\pm 0.2$ ). Volume 22 litri, dimensioni interne (L x P x H): 490 x 290 x 150mm, riscaldamento 1100W, 230 VAC.



| Code        | Description                                  | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG06266506 | Bagnomaria per butirrometri WB 22 pump, 22 L | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

