


**Raccordi per distillazione secondo Claisen, inclinati, tubo DURAN®****Lenz**

Raccordi per distillazione secondo Claisen, inclinati. Prodotto da tubo DURAN®. DIN 12594 ed in aggiunta allo standard, con due colli paralleli NS 14/23 e due coni NS (angolo discendente a 75°) per termometro da distillazione, con lunghezza 55 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09012182	Raccordi tipo Claisen Con: verticale 29/32 NS, obliquo 14/23 NS, 14/23 NS	1 pz
LLG09012183	Raccordi tipo Claisen Coni: verticale 29/32 NS, obliquo 29/32 NS, 14/23 NS	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

