



Supporto bottiglie per campioni di Latte, acciaio inossidabile

Gerber Instruments

Supporto bottiglie per campioni di Latte, acciaio inossidabile. Maglie: 35 x 35 mm



Code	Description	Packaging
LLG06266503	Supporto per 3x7 bottiglie per campioni latte	1 pz
LLG06266504	Supporto per 4x7 bottiglie per campioni latte	1 pz
LLG06266505	Supporto per 11x11 bottiglie per campioni latte	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

