

**Sacchetti per smaltimento, PP****LLG Labware**

Sacchetti per smaltimento, PP. Costruito con film di PP molto forte con ampia cucitura alla base, per lo smaltimento di contaminanti in laboratorio. Quando si autoclava, il collo del sacchetto deve essere aperto. Spessore film: 50 μm .



Code	Description	Packaging
LLG09404099	Sacchetti per smaltimento rifiuti, PP, autoclavabili fino a 134 °C, 1,5 L, Dimensioni (LxA) 200 x 300 mm, Spessore 50 µm, Colore Trasparente	100 pz
LLG09404103	Sacchetti per smaltimento rifiuti, PP, autoclavabili fino a 134 °C, 32 L, Dimensioni (LxA) 600 x 780 mm, Spessore 50 µm, Colore Trasparente	100 pz
LLG09404105	Sacchetti per smaltimento rifiuti, PP, autoclavabili fino a 134 °C, 72 L, Dimensioni (LxA) 700 x 1.100 mm, Spessore 50 µm, Colore Trasparente, Autoclavabili, Imballaggio 1 x Cartone da 75	75 pz
LLG09404220	Sacchetti per smaltimento rifiuti, PP, autoclavabili fino a 134 °C, 6 L, Dimensioni (LxA) 300 x 500 mm, Spessore 50 µm, Colore Trasparente	500 pz
LLG09404221	Sacchetti per smaltimento rifiuti, PP, autoclavabili fino a 134 °C, 22 L, Dimensioni (LxA) 400 x 780 mm, Spessore 50 µm, Colore Trasparente	250 pz
LLG09404222	Sacchetti per smaltimento rifiuti, PP, autoclavabili fino a 134 °C, 25 L, Dimensioni (LxA) 500 x 780 mm, Spessore 50 µm, Colore Trasparente	250 pz
LLG09404223	Sacchetti per smaltimento rifiuti, PP, autoclavabili fino a 134 °C, 32 L, Dimensioni (LxA) 600 x 780 mm, Spessore 50 µm, Colore Trasparente	250 pz
LLG09404224	Sacchetti per smaltimento rifiuti, PP, autoclavabili fino a 134 °C, 72 L, Dimensioni (LxA) 700 x 1.100 mm, Spessore 50 µm, Colore Trasparente	250 pz

