

**Sacchetti per smaltimento, PP****LLG Labware**

Sacchetti per smaltimento, PP. Costruito con film di PP molto forte con ampia cucitura alla base, per lo smaltimento di contaminanti in laboratorio. Quando si autoclava, il collo del sacchetto deve essere aperto. Spessore film: 50  $\mu\text{m}$ .



| Code        | Description                                                                                                                                                                                 | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09404099 | Sacchetti per smaltimento rifiuti, PP, autoclavabili fino a 134 °C, 1,5 L, Dimensioni (LxA) 200 x 300 mm, Spessore 50 µm, Colore Trasparente                                                | 100 pz    |
| LLG09404103 | Sacchetti per smaltimento rifiuti, PP, autoclavabili fino a 134 °C, 32 L, Dimensioni (LxA) 600 x 780 mm, Spessore 50 µm, Colore Trasparente                                                 | 100 pz    |
| LLG09404105 | Sacchetti per smaltimento rifiuti, PP, autoclavabili fino a 134 °C, 72 L, Dimensioni (LxA) 700 x 1.100 mm, Spessore 50 µm, Colore Trasparente, Autoclavabili, Imballaggio 1 x Cartone da 75 | 75 pz     |
| LLG09404220 | Sacchetti per smaltimento rifiuti, PP, autoclavabili fino a 134 °C, 6 L, Dimensioni (LxA) 300 x 500 mm, Spessore 50 µm, Colore Trasparente                                                  | 500 pz    |
| LLG09404221 | Sacchetti per smaltimento rifiuti, PP, autoclavabili fino a 134 °C, 22 L, Dimensioni (LxA) 400 x 780 mm, Spessore 50 µm, Colore Trasparente                                                 | 250 pz    |
| LLG09404222 | Sacchetti per smaltimento rifiuti, PP, autoclavabili fino a 134 °C, 25 L, Dimensioni (LxA) 500 x 780 mm, Spessore 50 µm, Colore Trasparente                                                 | 250 pz    |
| LLG09404223 | Sacchetti per smaltimento rifiuti, PP, autoclavabili fino a 134 °C, 32 L, Dimensioni (LxA) 600 x 780 mm, Spessore 50 µm, Colore Trasparente                                                 | 250 pz    |
| LLG09404224 | Sacchetti per smaltimento rifiuti, PP, autoclavabili fino a 134 °C, 72 L, Dimensioni (LxA) 700 x 1.100 mm, Spessore 50 µm, Colore Trasparente                                               | 250 pz    |