

**Piastra riscaldante di precisione PZ 44****Gestigkeit**

Piastra riscaldante di precisione PZ 44. Regolazione precisa sull'intera superficie della piastra. Controllo automatico della temperatura da 20 a 450°C con impostazione e visualizzazione digitali. Tre livelli di riscaldamento (825, 1650 e 3300 W) e regolatore di potenza elettronico (10 - 100 %) integrato. I livelli di riscaldamento 825 e 3300 W riscaldano tutta la superficie della piastra. Con la regolazione 1650 W si riscalda solamente la metà destra della piastra. Il calore di dispersione determina un abbassamento della temperatura pari al 40% ca., dalla metà destra al bordo piastra sinistro. Piastra riscaldante in ghisa in fusione massiccia, levigata GG 15; Step minimo ± 1 K.



Code	Description	Packaging
LLG09645744	Piastra riscaldante PZ 44, 290x440 mm, 20-450 °C, potenza 3300 W, 230V	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

