

**Plaque chauffante haute précision série PZ****Gestigkeit****Plaque chauffante haute précision série PZ**

Pour fonctionnement en continu. Températures très homogènes, même aux extrémités de la plaque. Surface chauffante en aluminium poli et anodisé. Régulation électronique de la température par microprocesseur. Température programmable jusqu'à 99,9°C, avec pas de 0,1 puis jusqu'à 300°C, avec des pas de 1°C. Affichage constant de la température réelle. Puissance de chauffe réglable de 10 à 100%. En option : pilotage externe par thermomètre à contact. Régulateur de température réglable entre 50 et 300°C (sauf sur modèle PZ28-1 : de 30 à 110°C) pour éviter des températures excessives.



Code	Description	Packaging
LLG09645824	Plaque chauffante haute précision série PZ, Type PZ 35, Dim.365 x 365 x 155 mm, Plaque chauffante 350 x 350 mm	1 pz
LLG09645827	Plaque chauffante haute précision série PZ, Type PZ 28-1, Dim.210 x 300 x 135 mm, Plaque chauffante 200 x 280 mm	1 pz
LLG09645828	Plaque chauffante haute précision série PZ, Type PZ 28-2, Dim.210 x 300 x 135 mm, Plaque chauffante 200 x 280 mm	1 pz
LLG09645829	Plaque chauffante haute précision série PZ, Type PZ 60, Dim.620 x 200 x 155 mm, Plaque chauffante 610 x 160 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

