

**Sessole per alimenti, acciaio inossidabile****Bürkle**

Sessole per alimenti, in acciaio inossidabile. Sessole molto stabili per varie applicazioni, particolarmente adatte per l'industria alimentare. Senza saldature tra il manico e la sessola, quindi senza fessure ed angoli. Superficialmente lucide, molto lisce. Modello molto robusto. Acciaio inossidabile V2A (1.4301) Con pratico occhiello per sospensione.



Code	Description	Packaging
LLG06072181	Sessola in acciaio inox, 500ml, lungh. tot. 350mm, lungh. sessola 220mm	1 pz
LLG06242476	Sessola in acciaio inox, 350ml, lungh. tot. 290mm, lungh. sessola 180mm	1 pz
LLG06252363	Sessola in acciaio inox, 200ml, lungh. tot. 230mm, lungh. sessola 140mm	1 pz
LLG06254785	Sessola in acciaio inox, 100ml, lungh. tot. 215mm, lungh. sessola 120mm	1 pz
LLG06254786	Sessola in acciaio inox, 250ml, lungh. tot. 245mm, lungh. sessola 155mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

