

**Connettori per omogenizzatori a Ultrasuoni SONOPULS, lega di titanio****Bandelin**

Connettori per omogenizzatori ad Ultrasuoni SONOPULS, lega di titanio. Connettori in lega di titanio, per la trasmissione dell'energia meccanica al sonotrodo. Connettori pluristadio con filettatura esterna per collegamento elettrodi/sonotrodi intercambiabili. Altri tipi disponibili su richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG09650156	Connettore SH 100 G, Ø 13mm, per HD 4050/HD 4100	1 pz
LLG09650205	Connettore per sonicatori SONOPULS, SH 70 G, Ø 13 mm per HD 2070/HD 3100	1 pz
LLG09650208	Connettore per sonicatori SONOPULS, SH 213 G, Ø 13 mm per HD 2200/HD 3200	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

