

**Sonda a flusso standard per omogenizzatore ad ultrasuoni Sonopuls****Bandelin**

Sonda a flusso standard per omogenizzatore ad ultrasuoni Sonopuls. - Sonda a flusso standard FZ 5 G con filettatura esterna e punta piatta in titanio TT 13 FZ.- Sonda a flusso standard FZ 7 G con filettatura esterna e punta piatta in titanio TT 13 FZ.



Code	Description	Packaging
LLG09650241	Sonda a flusso standard FZ 5 G, per HD 2070/HD 3100	1 pz
LLG09650242	Sonda a flusso standard FZ 7 G, per HD 2200/HD 3200	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

