

**Microscopio avanzato Diritto per Life Science e Laboratori, BA 310E****Motic**

Microscopio avanzato Diritto per Life Science e Laboratori, BA 310E. - Ottica Infinito (CCIS®)- Testata binoculare inclinata 30°, F. N. 20- Distanza interpupillare 48-75mm- Oculari a grande campo N-WF 10X/20mm, con regolazione diottrica su entrambi gli oculari- Revolver portaobiettivi a 5 posti retroinclinato- Obiettivi CCIS EC Plan 4X, 10X, 40X-S, 100X-S-Oil- Tavolino meccanico con comando coassiale e funzionamento destrimanale- Condensatore Abbe N.A. 0,90/1.25 con diaframma ad iride e slitta - Illuminazione alogena al quarzo o Koehler 6V/30W con controllo intensità - Alimentazione universale 100-240V con presa (CE)- Fornito con: filtro blu diam.45mm, olio immersione (5ml), cavo di alimentazione, chiave esagonale di Allen, copertina in vinile. - Disponibile modulo intercambiabile LED Opzioni disponibili: Contrasto di fase 10x/40x/100x, DF 10x-40x. Polarizzazione, Contrasto di fase-Condensatore Turret



Code	Description	Packaging
LLG06262306	Microscopio avanzato Diritto per Life Science e Laboratori, BA 310E, Binoculare	1 pz
LLG07659854	Microscopio avanzato Diritto per Life Science e Laboratori, Tipo BA310E, Trinoculare	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

