

**Doccia di sicurezza test su carrello, serbatoio 30 litri, mobile****B-SAFETY**

Doccia di sicurezza test su carrello, serbatoio 30 litri, mobile. Con la doccia di sicurezza test su carrello è possibile e facile mantenere il semplice test funzionale mensile richiesto. Vassoio di raccolta mobile equipaggiato con 4 parti di plastica nera, due impugnature incassate integrate, una vite di drenaggio, imbuto in plastica bianca, diam. 440mm, altezza 160mm, altezza totale 210 mm, materiale tubo alluminio 47mm, innesto, capacità serbatoio 30 litri, peso totale 7 kg, smontabile in 3 parti per facile immagazzinaggio.



| Code        | Description                         | Packaging |
|-------------|-------------------------------------|-----------|
| LLG07656739 | Doccia di sicurezza test su carello | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

