



Adattatore di temperatura TPX 310 per PDF Data Logger EBI 310 TX

EBRO

Adattatore di temperatura TPX 310 per PDF Data Logger EBI 310 TX.

Adattatore per EBI 310 TX per misurare due temperature parallele.

Si prega ordinare 2 sensori separatamente.



Code	Description	Packaging
LLG06264938	Adattatore duale di temperatura TPX 310 per data logger PDF EBI 310 TX, 2 canali, -30...+75°C	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

