

**Generatore a Tazza BR 30 per Sonopuls HD 2070/ 2200/ 3100/ 3200****Bandelin**

Generatore a tazza BR 30 per omogenizzatori a ultrasuoni SONOPULS HD 2070/ 2200/ 3100/ 3200.

Per trattamento indiretto a ultrasuoni.

Il booster consente una sonicazione altamente intensiva di piccoli campioni, la distruzione delle cellule o la sonificazione di sostanze patogene o tossiche.



Code	Description	Packaging
LLG09650190	Risonatore a tazza SONOPULS BR 30, per Sonopuls HD 2070/2200/3100/3200	1 pz

Accessories

Code	Description	Packaging
LLG09877744	Supporto microprovette per risonatore a tazza BR 30, tipo EH 3.1, adatto per HD 2070.2/2200.2/4100/4200/5100/5200	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

