

**Generatore a Tazza BR 30 per Sonopuls HD 2070/ 2200/ 3100/ 3200****Bandelin**

Generatore a tazza BR 30 per omogenizzatori a ultrasuoni SONOPULS HD 2070/ 2200/ 3100/ 3200.

Per trattamento indiretto a ultrasuoni.

Il booster consente una sonicazione altamente intensiva di piccoli campioni, la distruzione delle cellule o la sonicazione di sostanze patogene o tossiche.



| Code        | Description                                                            | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09650190 | Risonatore a tazza SONOPULS BR 30, per Sonopuls HD 2070/2200/3100/3200 | 1 pz      |

## Accessories

| Code        | Description                                                                                                       | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09877744 | Supporto microprovette per risonatore a tazza BR 30, tipo EH 3.1, adatto per HD 2070.2/2200.2/4100/4200/5100/5200 | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

