

**Camere di macinazione per mulino MM 200****Retsch**

Camere di macinazione per mulino MM 200.

Camera di macinazione tipo A: volume nominale 1,5 ml, quantità di campione 0,2-0,5 ml, per sfere Ø 5 mm/ 1-2 pezzi, granulometria di alimentazione max 1 mm.

Camera di macinazione tipo B: volume nominale 5 ml, quantità di campione 0,5-2 ml, per sfere Ø 7 mm/ 1-2 pezzi, granulometria di alimentazione max 2 mm.

Camera di macinazione tipo C: volume nominale 10 ml, quantità di campione 2-4 ml, per sfere Ø 9 o 12 mm/ 1-2 pezzi, granulometria di alimentazione max 4 mm.

Camera di macinazione tipo D: volume nominale 25 ml, quantità di campione 4-10 ml, per sfere Ø 12 mm/ 2 pezzi o Ø 20 mm/ 1-2 pezzi, granulometria di alimentazione max 6 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09738823	Camere di macinazione MM200, in acciaio inox, capacità 1,5 ml	1 pz
LLG09738827	Camere di macinazione MM200, in agata, capacità 5,0 ml	1 pz
LLG09738829	Camere di macinazione MM200, in acciaio inox, capacità 5,0 ml	1 pz
LLG09738833	Camere di macinazione MM200, in agata, capacità 10,0 ml	1 pz
LLG09738835	Camere di macinazione MM200, in acciaio inox, capacità 10,0 ml	1 pz
LLG09738839	Camere di macinazione MM200, in acciaio inox, capacità 25,0 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

