

**Agitateurs magnétiques monoposte, Cimarec i Mini, Micro, Compact et Maxi****Agitateurs magnétiques monoposte, Cimarec i Mini, Micro, Compact et Maxi**

Mini pour l'agitation de très faibles volumes dans des cuves ou des récipients spéciaux d'automates. Très bien adapté à l'intégration dans des systèmes de mesures comme les spectrophotomètres. IP68 (agitateur seulement). Conditions d'utilisation : -10 à +56°C à 95% HR.

Micro avec filetage sur la base pour fixation sur des analyseurs ou pour montage sur un support. IP68 (agitateur seulement). Conditions d'utilisation : -10 à +120°C à 95% HR ou 0 à +95°C en immersion dans l'eau.

Compact pour utilisation en routine, idéal en bain marie. IP68. Conditions d'utilisation : -10 à +120°C à 56% HR dans l'air ou 0 à +50°C en immersion dans l'eau.

Maxi avec plus grande plaque et champ magnétique plus puissant. Pour plus grands volumes et milieux difficiles à mélanger comme les échantillons tendant à sédimenter. IP68. Conditions d'utilisation : -10 à +120°C à 56% HR dans l'air ou 0 à +50°C en immersion dans l'eau. Disponible avec 3 types de contrôleurs.

Caractéristiques

Nombre de postes d'agitation : 1

Type de protection : IP 68



Code	Description	Packaging
LLG09720539	Agitateurs magnétiques Cimarec i Mini avec Telemodul Cap. d'agitation par poste 1 l Vitesse min. 130 tr/min. Vitesse max. 1000 tr/min. Type de fiche EU	1 pz
LLG09720540	Agitateurs magnétiques Cimarec i Micro avec Telemodul Cap. d'agitation par poste 0,8 l Vitesse min. 130 tr/min. Vitesse max. 1000 tr/min. Type de fiche EU	1 pz
LLG09720541	Agitateurs magnétiques Cimarec i Mini avec Telemodul 20 C Cap. d'agitation par poste 1 l Vitesse min. 130 tr/min. Vitesse max. 1400 tr/min. Type de fiche EU	1 pz
LLG09720542	Agitateurs magnétiques Cimarec i Micro avec Telemodul 20 C Cap. d'agitation par poste 0,8 l Vitesse min. 130 tr/min. Vitesse max. 1400 tr/min. Type de fiche EU	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

