



Agitatori magnetici singoli, Cimarec Mini, Micro, Compact e Maxi

H+P VM

Agitatori magnetici singoli, Cimarec Mini, Micro, Compact e Maxi.

Cimarec i Mini per agitazione di volumi molto piccoli (fino a 5 ml) in cuvette o speciali vial di autoanalizzatori. Particolarmente adatti per integrare sistemi di misura es: spettrofotometri.

Condizioni operative: da -10 a +56°C al 95% RH. Disponibile con due diversi tipi di controllori.

Cimarec i Micro con filettatura alla base della struttura per collegamento a strumenti analitici o montaggio su uno stativo. Classe di protezione IP68, immergibili in acqua fino a 95°C. Scocca in acciaio inossidabile con eccellente resistenza chimica. Condizioni operative: da -10 a +120°C al 95% di RH o da 0 a +95°C immerso in acqua. Disponibile con diversi tipi di controllori.

Cimarec i Compact per uso routinario, ideale in bagnimaria. Con controllo esterno. Classe di protezione IP68. Possibilità di agitare volumi fino a 1,5 litri. Condizioni operative: da -10 a +120°C al 56% in aria, da + a +50°C immerso in acqua.

Cimarec i Maxi con larga piattaforma e campo magnetico più ampio e forte. Per agitare volumi fino a 5 litri e campioni difficili da agitare, ad esempio campioni che tendono a formare sedimenti. Condizioni operative: da -10 a 120°C al 56% in aria, da 0 a +50°C immerso in acqua. Disponibile con tre diversi tipi di controllori.



Code	Description	Packaging
LLG09720539	Agitatore magnetico Mini con Telemodul, 130-1000 rpm, 0,1 W, 12x12x5 mm	1 pz
LLG09720540	Agitatore magnetico Micro con Telemodul, 130-1000 rpm, 3 W, 48x48x15 mm	1 pz
LLG09720541	Agitatore Mini c/Telemodul 20C, 130-1400rpm, 0,5/0,1/0,15/0,2 W, 12x12x5mm	1 pz
LLG09720542	Agitatore Micro con Telemodul 20 C, 130-1400 rpm, 2/4/6/8 W, 48x48x15 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

