

**Mulino a dischi vibranti RS 200****Retsch**

Mulino a dischi vibranti RS 200. Il mulino a dischi vibranti RS 200 è utilizzabile per una macinazione estremamente rapida e riproducibile di materiali medio duri, duri, fragili e fibrosi, a finezza analitica. Lo strumento lavora agevolmente e stabilmente, anche con set di macinazione pesanti ed alla massima velocità, grazie al motore piano stabilizzato. Grazie all'elevata finezza raggiungibile il mulino più usato per la preparazione di campioni per l'analisi spettroscopica.

- Risultati riproducibili grazie al motore stabilizzato
- Velocità variabile in continuo da 700 a 1500 rpm
- Tempo di macinazione estremamente breve
- 10 Programmi memorizzabili
- Accessori per macinazione in 5 diversi materiali
- Nuovo sistema di clampaggio del set di macinazione ad azione rapida
- Protezione del set di macinazione (riduzione della velocità massima rispettivamente 1200 e 700 rpm) grazie alla rivelazione automatica del carburo di tungsteno e dell'agata
- Semplice funzionamento ad 1 bottone con display grafico colorato e struttura ottimizzata del menù

Caratteristiche

Pezzatura in ingresso*: < 15mm

Finezza finale**: < 20µm

Dimens. lotto/Quantità ingresso: da 35 a 150 ml

Regolazione tempo macinazione: digitale, da 1 sec a 99 min 59 sec

Dimensioni (L x P x H): 836 x 780 x 1220mm

Peso: circa 210 kg

* in funzione del materiale in ingresso e del volume del set di macinazione ** in funzione del materiale in ingresso



Code	Description	Packaging
LLG09738781	Mulino a dischi vibranti RS 200, dimensione max particelle in entrata 15 mm, max. quantità di alimentazione 250 ml, finezza finale max 20 µm, velocità 700 ... 1.500 1/min , dim. (LxPxH) 836 x 780 x 1.220 mm	1 pz
LLG09738782	Set di macinazione RS100/RS200, 250ml, in acciaio temprato	1 pz
LLG09738783	Set di macinazione RS100/RS200, 50ml, in carburo di tugsteno, solo 1200 rpm	1 pz
LLG09738784	Set di macinazione RS100/RS200,100ml, in carburo di tugsteno, solo 1200 rpm	1 pz
LLG09738785	Set di macinazione RS100/RS200,250ml, in carburo di tugsteno, solo 1200 rpm	1 pz
LLG09738786	Set di macinazione RS100/RS200, 50ml, in ossido di zirconio	1 pz
LLG09738787	Maniglia di trasporto per set di macinazione	1 pz
LLG09738788	Maniglia trasporto set macinazione da 50 ml in acciaio o carburo tugsteno	1 pz
LLG09738789	Maniglia estrazione set di macinazione da 50 ml in agata	1 pz
LLG09738790	Maniglia estrazione set di macinazione da 50 ml in ossido di zirconio	1 pz
LLG09738791	Maniglia estrazione set di macinazione da 100 ml in carburo di tugsteno	1 pz
LLG09738952	Set di macinazione RS100, 50 ml, in acciaio temperato	1 pz
LLG09738953	Set di macinazione RS100, 50 ml, in agata, solo per 700 rpm	1 pz
LLG09738955	Set di macinazione RS100, 100 ml, in acciaio temperato	1 pz
LLG09738956	Set di macinazione RS100, 100 ml, in agata, solo per 700 rpm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

