


**Cassette per istologia LLG con coperchio rimovibile****LLG Labware**

Le cassette per istologia LLG con coperchio rimovibile (non assemblate) per processazione ed incorporamento di routine di tessuti e biopsie. Lo speciale design permette frequenti aperture e chiusure del coperchio, così come la semplice e sicura estrazione / inserimento del coperchio senza alcun pericolo di perdita del campione. Le cassette sono in Polyoximetilene (POM) e sono resistenti al 100% all'azione chimica di solventi istologici. Le cassette hanno due grandi aree di etichettatura sui lati e un'area di scrittura standard davanti adattabile alla maggior parte delle etichettatrici di cassette. Le cassette hanno pori quadrati fini (0,9 x 0,9 millimetri) che consentono uno scambio fluido ottimale e garantiscono un corretto drenaggio.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

