

**Bottiglie economiche in alluminio****ISOLAB**

Bottiglie economiche in alluminio. Per conservazione, trasporto e spedizione. Infrangibili. Possono essere svuotate completamente senza residui, odore-naturale, impermeabili alla luce, antiruggine. Bottiglie da 6 l, 12 l and 31 l con manico.



| Code        | Description                                                                                                 | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06267354 | Bottiglie economiche in alluminio, Capacità 60 ml                                                           | 1 pz      |
| LLG06267355 | Bottiglie economiche in alluminio, Capacità 120 ml                                                          | 1 pz      |
| LLG06267358 | Bottiglie economiche in alluminio, Capacità 6000 ml, ATTENZIONE!<br>ORDINE MINIMO 12 pz O MULTIPLI DI 12 pz | 1 pz      |
| LLG06267359 | Bottiglie economiche in alluminio, Capacità 12000 ml, ATTENZIONE!<br>ORDINE MINIMO 4 pz O MULTIPLI DI 4 pz  | 1 pz      |
| LLG06267360 | Bottiglie economiche in alluminio, Capacità 31000 ml                                                        | 1 pz      |
| LLG06493824 | Bottiglie economiche in alluminio, 300 ml                                                                   | 1 pz      |
| LLG06493825 | Bottiglie economiche in alluminio, 600 ml                                                                   | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

