

**Bicchiere Griffin, PTFE****Saint Gobain**

Bicchiere Griffin, PTFE. I beakers di Griffin, PTFE, sono non-contaminanti e completamente inerti ai reagenti altamente corrosivi. Sono non-bagnabili, infrangibili, leggeri e resistenti al calore. Facili da pulire, questi beakers hanno un ampio beccuccio per facile versamento. Possono essere riscaldati su una piastra riscaldante fino a 288°C esercitando la cura adeguata. Il fondo appositamente sagomato consente un rapido trasferimento di calore. Possono essere riscaldati fino a 288°C ed usati in microonde. Chimicamente resistenti agli acidi e alle basi. Ultrapuri.



Code	Description	Packaging
LLG06267425	Bicchiera Griffin, PTFE, 30ml, Ø32,9x45 h mm	1 pz
LLG06267426	Bicchiera Griffin, PTFE, 50ml, Ø38,9x52,3 h mm	1 pz
LLG06267427	Bicchiera Griffin, PTFE, 100ml, Ø48,3x65,5 h mm	1 pz
LLG06267428	Bicchiera Griffin, PTFE, 250ml, Ø65,7x92,3 h mm	1 pz
LLG06267429	Bicchiera Griffin, PTFE, 400ml, Ø76,0x107,0 h mm	1 pz
LLG06267430	Bicchiera Griffin, PTFE, 600ml, Ø85,0x124,5 h mm	1 pz
LLG06267431	Bicchiera Griffin, PTFE, 1000ml, Ø104,7x146,2 h mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

