

**Bicchieri, Griffin, PFA****Saint Gobain**

Bicchieri, Griffin, PFA. I bicchieri di Griffin, PFA, hanno un fondo appositamente lavorato studiato per un rapido ed efficiente trasferimento di calore. Sono trasparenti per facile visione e graduati per facile misura. Sono caratterizzati da una superficie antiaderente, facile da pulire. Possono essere riscaldati fino a 260°C ed utilizzati in microonde. Ideali per applicazioni ultra-pure. Basso contenuto di ioni metallici per analisi di metalli in tracce.



Code	Description	Packaging
LLG06267432	Bicchiera Griffin, PFA, 50ml, Ø42,7x43,3 h mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 2 pz O MULTIPLI DI 2 pz	1 pz
LLG06267434	Bicchiera Griffin, PFA, 250ml, Ø71,6x76,2 h mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

