

**Bottiglie bocca stretta con tappo, PFA****Saint Gobain**

Bottiglie bocca stretta con tappo, PFA. Queste bottiglie infrangibili in PFA possono essere utilizzate per conservare, virtualmente, tutti i prodotti chimici corrosivi, incluso acido fluoridrico, nitrico e perclorico. Le bottiglie in PFA sono chimicamente inerti, resistenti al calore con superficie antiaderente e facile da pulire e sono ideali per il campionamento ambientale. Il rivestimento del tappo in fluoropolimero inerte, assicura una tenuta a prova di perdite. Fornite con tappo in PFA. Ultra-pure, il minor contenuto di ioni metallici di tutti i fluoropolimeri. Infrangibili. Chimicamente inerti. Anti-aderenti, facili da pulire. Utili per conservazione in processi farmaceutici e semiconduttori (fasi intermedie).



Code	Description	Packaging
LLG06267438	Bottiglia a bocca stretta, con tappo, PFA, 100ml, Øcollo 100,8x16,7 h mm	1 pz
LLG06267439	Bottiglia a bocca stretta, con tappo, PFA, 250ml, Øcollo 133,7x16,5 h mm	1 pz
LLG06267440	Bottiglia a bocca stretta, con tappo, PFA, 500ml, Øcollo 165,1x17 h mm	1 pz
LLG06267441	Bottiglia a bocca stretta, con tappo, PFA, 1000 ml, Ø collo 202,4x25,3 h mm,, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 29 pz O MULTIPLI DI 29 pz	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

