

**Bottiglie bocca larga con tappo, graduate, PFA****Saint Gobain**

Bottiglie bocca larga con tappo, graduate, PFA Queste bottiglie graduate in PFA hanno una bocca convenientemente ampia, per facile riempimento e versamento. Sono infrangibili e chimicamente inerti, possono essere utilizzate per conservare, virtualmente, tutti i prodotti chimici corrosivi. Il PFA è resistente al calore, antiaderente e facile da pulire. Ogni bottiglia include un tappo in PFA con rivestimento in fluoropolimero inerte, che assicura una tenuta a prova di perdite. Fornite con tappo in PFA. Ideali per campionamento ambientale o per conservazione in processi farmaceutici e semiconduttori (fasi intermedie).

- Bocca larga per facile riempimento
- Ultra-pure e chimicamente inerti
- Anti-aderenti, facili da pulire



Code	Description	Packaging
LLG06267443	Bottiglia a bocca larga, graduata, PFA, 100ml, Øcollo 106,5x25,7 h mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 pz O MULTIPLI DI 10 pz	1 pz
LLG06267444	Bottiglia a bocca larga, graduata, PFA, 250ml, Øcollo 136,8x25,7 h mm	1 pz
LLG06267445	Bottiglia a bocca larga, graduata, PFA, 500ml, Øcollo 173,8x33,9 h mm	1 pz
LLG06267446	Bottiglia a bocca larga, graduata, PFA, 1000ml, Øcollo 207,2x36,8 h mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

