

**Capsula per evaporazione, PFA****Saint Gobain**

Capsula per evaporazione, PFA. Il design della capsula di evaporazione in PFA favorisce l'evaporazione dei fluidi in eccesso per produrre una soluzione concentrata o un precipitato solido. Il fondo piatto fornisce una buona superficie di contatto con una fonte di calore, mentre le pareti angolate antiaderenti dirigono il fluido alla base, con limitata formazione di condensa sulla parete della capsula. La capsula in PFA può essere utilizzata in un ampio range di temperatura, da criogenica a 260°C. E' anche ideale per tenere campioni solidi o piccoli campioni di liquido. Ha un ampio beccuccio per facile versamento. Chimicamente inerte. Ideale per analisi di metalli in tracce. Trasparente per facile visione. Perfetta per uso in microonde. Superficie liscia, antiaderente.



Code	Description	Packaging
LLG06267447	Capsula per evaporazione, PFA, 100ml, altezza 29,5 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 3 pz O MULTIPLI DI 3 pz	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

