

**Capsule di evaporazione, PTFE****Saint Gobain**

Capsule di evaporazione, PTFE. Le capsule di evaporazione in PTFE possono essere utilizzate per concentrare una soluzione o per creare un precipitato solido. Possono anche essere usate come un bagno poco profondo, come disco per essiccazione o come copri-beaker a protezione del contenuto dalla polvere ed altri contaminanti. Il PTFE è un materiale infrangibile, chimicamente inerte, resistente a temperature fino a 288°C. La superficie anti-aderente è resistente alle macchie e facile da pulire. Hanno un ampio becco per facile versamento. Chimicamente inerti. Ideali per campioni ultra-puri. Resistono a temperature fino a 288°C.



Code	Description	Packaging
LLG06267448	Capsula di evaporazione, PTFE, 100 ml, altezza 37,3 mm	1 pz
LLG06267449	Capsula di evaporazione, PTFE, 400ml, altezza 45,2 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

