

**Capsule d'évaporation, en PTFE****Saint Gobain****Capsule d'évaporation, en PTFE**

La capsule d'évaporation en PTFE peut être utilisée pour concentrer une solution ou obtenir des précipités solides. Elle peut aussi être utilisée comme bain peu profond, comme capsule de séchage ou comme couvercle de bécher pour protéger le contenu de la poussière et de la contamination. Le PTFE est incassable, chimiquement inerte et résistant à la température jusqu'à 288°C. La surface anti-adhésive est résistante aux taches et facile à nettoyer. Dispose d'un large bec verseur pour un déversement facilité.

- Chimiquement inerte
- Idéale pour les échantillons ultra-purs
- Résistante à la température jusqu'à 288°C



Code	Description	Packaging
LLG06267448	Capsule d'évaporation, en PTFE, Capacité 100 ml, Hauteur 37,3 mm	1 pz
LLG06267449	Capsule d'évaporation, en PTFE, Capacité 400 ml, Hauteur 45,2 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

