

**Cilindri graduati, PFA****Saint Gobain**

Cilindri graduati, PFA. Questi cilindri graduati offrono tutti i vantaggi del fluoropolimero inerte antiaderente. Il PFA resiste a temperature da -196°C a 260°C ed ha il minor contenuto di ioni metallici. Come risultato, i cilindri Chemware® sono eccellenti per analisi di metalli in tracce. Graduazioni di facile lettura. Becco senza gocciolamenti, per facile versamento. Ampia base per ottima stabilità.



Code	Description	Packaging
LLG06267450	Cilindro graduato, PFA, 10ml, altezza 118,5 mm	1 pz
LLG06267452	Cilindro graduato, PFA, 50ml, altezza 216,7 mm	1 pz
LLG06267453	Cilindro graduato, PFA, 100ml, altezza 231,8 mm	1 pz
LLG06267454	Cilindro graduato, PFA, 200 ml, altezza 281,8 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 20 pz O MULTIPLI DI 20 pz	1 pz
LLG06267457	Cilindro graduato, PFA, 1000ml, altezza 316,7 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

